

# ENFit-sprutor Dash3<sup>®</sup>

Enterala sprutor med ENFit-fattning i 10 ml, 20 ml och 60 ml  
För engångsanvändning



# ENFit-sprutor

ENFit-sprutorna är enterala sprutor som används som tillbehör till sondmatningssystem. De är till för medicinering, spolning med vatten samt bolusmatning. Sprutorna har en ENFit-fattning som passar till hela ENFit-systemet (aggregat, sonder och övriga infarter). Sprutorna passar inte i luerinfarter.

## SPRUTORNA FINNS I TRE STORLEKAR:

- 10 ml (centrerad spets)
- 20 ml (centrerad spets)
- 60 ml (excentrisk spets)

Sprutorna är sterilt förpackade och är avsedda för engångsanvändning. Sprutorna är fria från ftalater, DEHP, latex och PVC.

## BESTÄLLNING

ENFit-sprutorna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: [order.amnse@nutricia.com](mailto:order.amnse@nutricia.com) eller [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order)

Produkt	Best nr	Antal/förp
ENFit-spruta 10 ml	90 05 43	30 st
ENFit-spruta 20 ml	90 05 44	30 st
ENFit-spruta 60 ml	90 04 92	30 st

