

Flocare[®] Infinity[™]

Enteral nutritionspump för både stationärt och mobilt bruk





Flocare Infinity är en mycket exakt pump. Den är också marknadens minsta och lättaste enterala pump. Den är baserad på principen om peristaltisk rotation och är enbart avsedd för enteral användning. Flocare Infinity pump är klassificerad IPX5 vilket betyder att den kan rengöras under rinnande vatten. Detta förhindrar bakterietillväxt som annars kan uppstå om inte pumpen kan rengöras ordentligt. Den är utrustad med automatiskt friflödesskydd och alarm (ljud och visuellt) för att garantera patientens säkerhet.

FÖR BÅDE STATIONÄRT OCH MOBILT BRUK

Flocare Infinity pump är inte lägesberoende vilket gör den idealisk för både mobilt och stationärt bruk. För stationärt bruk kan det multifunktionella pumpfästet skruvas på pumpen med den tillhörande skruven. Pumpen kan fixeras i flera positioner (roterbar i 360°).

LÄTT ATT ANVÄNDA

Med varje pump medföljer en flerspråkig instruktionsbok, inklusive svenska. Dessutom ingår en svensk snabbguide med en stegvis praktisk genomgång av pumpen. Denna finns även för nedladdning på www.nutricia.se. En interaktiv pumputbildning på svenska (samt flera andra språk) finns även på: www.nutriciaflocare.com

PUMPAGGREGAT

Flocare Infinity pumpen ska enbart användas i kombination med lämpligt Flocare Infinity pumpaggregat. För information om våra aggregat och tillbehör se www.nutricia.se eller kontakta lokal produktspecialist.

TEKNISK INFORMATION

- Programmerbart volymintervall: 1 – 4000 ml
- Flödeshastighet: 1 – 400 ml/h i intervall om 1 ml
- Dubbel minnesfunktion – senast inställda matningsprogram och total volym sedan senaste nollställning
- IPX5 – pumpen kan rengöras under rinnande vatten
- Justerbara inställningar för:
 - Alarm volym: högt/lågt
 - Knappsats: Låst/olåst
 - Alarm på eller av när dos administreras
 - Ljus: på/av
- Flödesnoggrannhet: $\pm 5\%$
- Vikt: 392 g
- Storlek: 14 x 9,5 x 3,5 cm
- Lithium-jon batteri, 3,6 V DC 2000 mAh
 - 24h kapacitet vid 125ml/h
 - Ca 6h uppladdningstid
- Serviceintervall: 24 månader

BESTÄLLNING

För beställning eller servicefrågor angående Flocare Infinity enteral nutritionspump, vänligen kontakta vår servicepartner Nordic Service Group (NSG).
Telefon: 08-515 101 88
E-post: info.se@nordicservicegroup.com