

Flocare[®] aggregat



Pumpaggregat – för enteral matning med nutrivionspump

Pumpaggregat som passar till Flocare Infinity nutrivionspump. Alla tre aggregat är ftalat-fria, har ENFit fattning, en tvåvägskran och ett patenterat automatiskt friflödesskydd för patientens säkerhet.

FLOCARE® INFINITY™ PACK PUMPAGGREGAT

Passar Nutricia Pack och alla andra sondnäringsförpackningar med ENPlus-port.




FLOCARE® INFINITY™ UNIVERSAL PACK PUMPAGGREGAT

Passar alla sondnäringsförpackningar på marknaden. Till aggregatet medföljer en flaskadapter och en flaskupphängare.



FLOCARE® INFINITY™ MOBILE PACK PUMPAGGREGAT


Ett kortare aggregat som passar till Pack för mobil användning.



Droppaggregat – för enteral matning utan nutrivionspump

FLOCARE® UNIVERSAL PACK DROPPAGGREGAT

En hygienisk och enkel lösning för patienter som inte behöver nutrivionspump. Passar alla sondnäringsförpackningar på marknaden. Till aggregatet medföljer en flaskadapter och en flaskupphängare. Aggregatet är ftalat-fritt.



BESTÄLLNING

Flocare Aggregat kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order.amnse@nutricia.com webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/förp
Flocare Infinity Pack Pumpaggregat	20 44 00	30 st
Flocare Infinity Universal Pack Pumpaggregat	20 44 02	30 st
Flocare Infinity Mobile Pack Pumpaggregat	20 44 01	30 st
Flocare Universal Pack Droppaggregat	21 00 19	30 st